

CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS

medika[®]
QUALIDADE EM SAÚDE




DIAGNÓSTICO



CÂNULA DIRIGÍVEL DE MORRISON

Fabricante: Apriomed AB. Suécia
Nº ANVISA: 10289689004

A cânula dirigida de Morrison é a primeira que permite uma orientação ativa em torno de objetos dentro do corpo, indicada para injeção, aspiração e coleta de amostras por punção percutânea musculoesquelética.



DIFERENCIAIS

- Extremidade distal dirigível e identificada sob orientação de imagem
- Curva em torno de estruturas sensíveis e áreas perigosas
- Facilita a colocação precisa da cânula
- Favorece grandes ajustes em torno de ossos, órgãos ou estruturas neurovasculares
- Permite pequenos ajustes perto do alvo
- Possibilita vários ajustes à medida que a cânula está avançando
- Ponta em estilete que facilita a sua introdução e proporciona suavidade durante o seu avanço
- Fornece um corte perfeito do tecido

Especificações da Performance:

- A) Comprimento, posição vertical
- B) Duração da ponta deflexível
- C) Deflexão máxima da ponta
- D) Raio de curva
- E) Ajuste contínuo



TAMANHOS:

01 Cânula dirigida composta de cânula 21G x 170 mm de comprimento, com 40 mm de extremidade distal flexível

01 Estilete com alavanca e empunhadura, com 0,68 mm de diâmetro, com 40 mm de extremidade distal flexível



CÂNULA PARA PENETRAÇÃO E BIÓPSIA ÓSSEA BONOPTY

Fabricante: Apriomed AB. Suécia
Nº ANVISA: 10289680138/10289680139

Cânula para **penetração óssea** radiopaca em aço inoxidável de alta qualidade, que garante uma excelente rigidez da cânula e mantém a eficiência no corte, mesmo na presença de ossos muito rígidos. O sistema coaxial desta cânula de penetração auxilia a passagem da cânula para biópsia óssea vendida separadamente, de maneira a permitir múltiplas coletas de fragmentos.

Acompanha um estilete e uma cânula auxiliar, ambos em aço inoxidável AISI 420, com ponta em broca para perfuração. A extremidade distal cônica da cânula de biópsia óssea proporciona um melhor controle, não permitindo que o fragmento de medula óssea seja descartado acidentalmente (dispositivo automático de controle do fragmento). Vem acompanhado de um mandril e um ejedor para a expulsão do fragmento. A depressão por dentro da cânula auxilia na retenção do fragmento

CÂNULA PARA PENETRAÇÃO ÓSSEA




Cânula para **biópsia óssea** radiopaca em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade. Sua extremidade distal cônica proporciona um controle, não permitindo que o fragmento de medula óssea seja descartado acidentalmente (dispositivo automático de controle do fragmento). Vem acompanhado de um mandril e um ejedor para expulsão do fragmento. A depressão por dentro da cânula auxilia a reter o fragmento.

CÂNULA PARA BIÓPSIA ÓSSEA



BENEFÍCIOS

- Otimiza o acesso ao osso, mesmo através de ossos espessos
- Facilita a coleta múltipla de amostras e/ou tratamento de lesões ósseas
- Favorece a obtenção de amostras centrais excelentes, com traumas mínimos
- Extrai amostras com êxito de algumas lesões escleróticas



TAMANHOS DA CÂNULA PARA BIÓPSIA

NÚMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1063	01 Cânula para biópsia óssea 15G x 13 cm Bonopt® com estilete 01 mandril 1,7 mm x 13 cm 01 marcador de profundidade 01 ejedor de fragmento
10-1073	01 Cânula para biópsia óssea 15G x 16 cm Bonopt® com estilete 01 mandril 1,7 mm x 16 cm 01 marcador de profundidade 01 ejedor de fragmento
10-1083	01 Cânula para biópsia óssea 15G x 19,5 cm Bonopt® com estilete 01 mandril 1,7 mm x 19,5 cm 01 marcador de profundidade 01 ejedor de fragmento
10-1073	01 Cânula para biópsia óssea 13G x 16,5 cm Bonopt® com estilete 01 mandril 1,9 mm x 16,5 cm 01 marcador de profundidade 01 ejedor de fragmento

TAMANHOS DA CÂNULA PARA PENETRAÇÃO


NÚMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1062	01 Cânula para penetração óssea 14G x 6,5 cm Bonopt® com estilete 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7 mm x 9,2 cm 01 marcador de profundidade
10-1072	01 Cânula para penetração óssea 14G x 9,5 cm Bonopt® com estilete 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7 mm x 12,2 cm 01 marcador de profundidade
10-1082	01 Cânula para penetração óssea 14G x 13cm Bonopt® com estilete 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7 mm x 16 cm 01 marcador de profundidade
12-1272	01 Cânula para penetração óssea 12G x 10cm Bonopt® com estilete 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 2,45 mm x 12,7 cm 01 marcador de profundidade



CATETER PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA SOFINJECTOR RIMOS

Fabricante: Rimos SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680088

Os cateteres para Histerossalpingografia Sofinjector Rimos são graduados e radiopacos, fabricados em poliamida na versão macia e possuem ponta atraumática: garantia de conforto e segurança durante o exame.



O Softinjector possui, em sua extremidade distal, balão oval de 2,5 ml em poliuretano para fixação do cateter na cavidade uterina de forma correta e sem risco de deslocamento. Possui um introdutor rígido com posicionador móvel que facilita a passagem do cateter pela cérvix e o correto posicionamento do balão, acompanhado de válvula reguladora de fluxo, para desconexão segura da seringa sem risco de perda da solução de contraste.

O cateter é indicado para infusão de contraste radiológico no colo uterino com o objetivo de opacificar o útero e as trompas uterinas, avaliando, com isso, a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino, fornecendo valiosas informações em relação a anormalidades tubárias e uterinas em pacientes com infertilidade primária ou secundária, abortos recorrentes ou monitorização de cirurgia tubária.

PRODUTOS E TAMANHOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO E DIÂMETROS
720250	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 7 Fr 01 Seringa de 2,5 ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico
720226	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 6 Fr 01 Seringa de 2,5 ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico
720240	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 5 Fr 01 Seringa de 2,5 ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico



CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES SEMIAUTOMÁTICA COAXIAL BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680124

Cânula para biópsia de tecidos moles com empunhadura ergonômica em policarbonato, em aço inoxidável, descartável, com limitador de profundidade, graduada, radiopaca, em formato

de guilhotina e de disparo semiautomático. Vem acompanhada de um introdutor em aço inoxidável por onde a cânula de biópsia será introduzida. Possui um dispositivo que permite um duplo disparo que possibilita um corte preciso do fragmento de tecido desejado. A cânula possui uma rolha deslizante para determinar a profundidade de inserção. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo semiautomático, por impulsão à mola.



Dispositivo para
descarte de cânula

PRODUTOS E TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO E COMPRIMENTO
OBDPS1610	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 10 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 07 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1615	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 15 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 12 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1620	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 20 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 17 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1810	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 10 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 07 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1815	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 15 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 12 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1820	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 20 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 17 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS2015	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 20G x 15 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 12 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS2020	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 20G x 20 cm 01 introdutor em aço inoxidável com 17 cm 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.



CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES SEMIAUTOMÁTICA BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680098



Dispositivo para
descarte de cânula

Cânula para biópsia de tecidos moles com empunhadura ergonômica em policarbonato, descartável, com limitador de profundidade, graduada, radiopaca, em formato de guilhotina e de duplo disparo semiautomático com impulsão à mola, para um corte preciso do fragmento de tecido.

TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBDS1410	14G	10 cm
OBDS1415	14G	15 cm
OBDS1420	14G	20 cm
OBDS1610	16G	10 cm
OBDS1615	16G	15 cm
OBDS1620	16G	20 cm
OBDS1810	18G	10 cm
OBDS1815	18G	15 cm
OBDS1820	18G	20 cm
OBDS1825	18G	25 cm
OBDS2010	20G	10 cm
OBDS2015	20G	15 cm



CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES BIOSHOT BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680137

Cânula automática para biópsia de tecidos moles com empunhadura em policarbonato, cânula em aço inoxidável, descartável, com limitador de profundidade, graduada e radiopaca. O dispositivo possui dois disparos: o primeiro com uma profundidade de corte de 10 mm e, o segundo, de 20 mm. Operado por mola, o dispositivo é calibrado para garantir a amostragem de tecidos ainda mais compactos e evitar o disparo acidental. A cânula é fácil de usar, leve e compacta.



Dispositivo para descarte de cânula

Instruções de uso



Retire o cursor da cânula até parar. (clique de enganche) Retire o cursor do estilete até parar (clique de engate).



Escolha o comprimento do sample para levar movendo o seletor apropriado na posição mais longa ou mais curta.



Coloque a captura na posição LOAD.



Pressione o botão de disparo posterior.



Ou, no antero, o botão anterior de disparo.



Para estirar a agulha: retire o cursor da cânula até parar (clique de engate), a fim de descobrir o estilete para a tiragem.

(*) O dispositivo também pode ser usado como uma agulha semi automática, apertando o botão de disparo suavemente: a primeira pressão inicia-se o estilete. A segunda inicia a cânula.

TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBS1410	14G	10 cm
OBS1415	14G	15 cm
OBS1420	14G	20 cm
OBS1610	16G	10 cm
OBS1615	16G	15 cm
OBS1620	16G	20 cm
OBS1625	16G	25 cm
OBS1810	18G	10 cm
OBS1815	18G	15 cm
OBS1820	18G	20 cm
OBS1825	18G	25 cm



CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES MANUAL BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680134

Cânula para biópsia de tecidos moles com empunhadura em policarbonato, em aço inoxidável, descartável, disponível nos diâmetros 14,16,18,20 e 21G por 10, 15, 20 e 25 cm de comprimento, radiopaca. Cânula em formato de guilhotina e de disparo manual. Possui um dispositivo que permite um duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que permite um corte preciso da amostra de tecido desejada. A cânula possui um ponto biótico, graduado em centímetros, com um limitador de profundidade em lesões que necessitam de penetrações inferiores a 2 cm. É possível retirar o mandril com o fragmento e utilizar a cânula como um introdutor para aspirar ou infundir líquidos. Possui também conexão luer lock.



Dispositivo para descarte de cânula

TAMANHOS

CÓDIGO	TAMANHOS	COR
OBM 1410	14G x 10 cm	Verde escuro
OBM 1415	14G x 15 cm	Verde escuro
OBM 1420	14G x 20 cm	Verde escuro
OBM 1610	16G x 10 cm	Branco
OBM 1615	16G x 15 cm	Branco
OBM 1620	16G x 20 cm	Branco
OBM 1810	18G x 10 cm	Rosa
OBM 1815	18G x 15 cm	Rosa
OBM 1820	18G x 20 cm	Rosa
OBM 1825	18G x 25 cm	Rosa



CÂNULA PARA BIÓPSIA HEPÁTICA SEGUNDO MENGHINI BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680149



Dispositivo para
descarte de cânula

Cânula para biópsia histológica do fígado, segundo a técnica de Menghini, composto de cânula, agulha hipodérmica, bisturi com lâmina e seringa luer lock com pistão, extremidade distal da cânula trifacetada, mandril, dispositivo para regulagem da extensão da cânula, empunhadura ergonômica, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração.

Atualmente, a biópsia do fígado é utilizada no diagnóstico de doença hepática por tumores primários e secundários e leucemias. A cânula Menghini é o tipo preferido de cânula para esta prática porque permite a remoção de aparas de tecido que atingem 4 cm de comprimento sem alterar a arquitetura do mesmo.

TAMANHOS

OBA1509	01 Cânula para biópsia hepática, em aço inoxidável, 15G de diâmetro x 9 cm de comprimento 01 Bisturi com lâmina nº 11 01 Seringa para aspiração hepática, de 10 ml, não sendo destinada para uso hipodérmico 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula
OBA1609	01 Cânula para biópsia hepática, em aço inoxidável, 16G de diâmetro x 9 cm de comprimento. 01 Bisturi com lâmina nº 11 01 Seringa para aspiração hepática, de 10 ml, não sendo destinada para uso hipodérmico 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula
OBA1709	01 Cânula para biópsia hepática, em aço inoxidável, 17G de diâmetro x 9 cm de comprimento 01 Bisturi com lâmina nº 11 01 Seringa para aspiração hepática, de 10 ml, não sendo destinada para uso hipodérmico 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula
OBA1809	01 Cânula para biópsia hepática, em aço inoxidável, 18G de diâmetro x 9 cm de comprimento 01 Bisturi com lâmina nº 11 01 Seringa para aspiração hepática, de 10 ml, não sendo destinada para uso hipodérmico. 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula



CÂNULA PARA BIÓPSIA CITOLÓGICA BIOMEDICAL

Cânula para biópsia citológica e histológica aspirativa, em vários diâmetros e comprimentos, graduada em centímetros, com limitador de profundidade e conexão luer lock. O mandril possui uma ranhura interna radiopaca, garantindo maior segurança para o paciente. Possui três modelos de pontas: a ponta Wescott, Chiba e a ponta Franseen.

É utilizada para diversos procedimentos aspirativos e para infusão de drogas anestésicas profundas.


Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680122



Dispositivo para descarte de cânula



Wescott



Chiba



Franseen

MODELO COM PONTA CHIBA

CÓDIGO	TAMANHOS
OME 1805	18G x 05 cm
OME 1810	18G x 10 cm
OME 1815	18G x 15 cm
OME 1820	18G x 20 cm
OME 1830	18G x 30 cm
OME 1910	19G x 10 cm
OME 1915	19G x 15 cm
OME 1920	19G x 20 cm
OME 1930	19G x 30 cm
OME 2005	20Gx05 cm
OME 2010	20G x 10 cm
OME 2015	20G x 15 cm
OME 2020	20Gx20 cm
OME 2030	20Gx30 cm
OME 2110	21G x 10 cm
OME 2115	21G x 15 cm
OME 2120	21G x 20 cm
OME 2130	21G x 30 cm
OME 2205	22G x 05 cm
OME 2210	22G x 10 cm
OME 2215	22G x 15 cm
OME 2220	22G x 20 cm



MODELO COM PONTA WESSCOTT

CÓDIGO	TAMANHOS
OMEW1810	18G x 10 cm
OMEW1815	18G x 15 cm
OMEW1820	18G x 20 cm
OMEW2010	20G x 10 cm
OMEW2015	20G x 15 cm
OMEW2020	20G x 20 cm
OMEW2110	21G x 10 cm
OMEW2115	21G x 15 cm
OMEW2120	21G x 20 cm
OMEW2210	22G x 10 cm
OMEW2215	22G x 15 cm
OMEW2220	22G x 20 cm

MODELO COM PONTA FRANSEEN

CÓDIGO	TAMANHO
OMEF1810	18G x 10 cm
OMEF1815	18G x 15 cm
OMEF1820	18G x 20 cm
OMEF2010	20G x 10 cm
OMEF2015	20G x 15 cm
OMEF2020	20G x 20 cm
OMEF2110	21G x 10 cm
OMEF2115	21G x 15 cm
OMEF2120	21G x 20 cm
OMEF2210	22G x 10 cm
OMEF2215	22G x 15 cm
OMEF2220	22G x 20 cm
OMEF2310	23G x 10 cm
OMEF2315	23G x 15 cm
OMEF2320	23G x 20 cm

CÂNULA PARA MARCAÇÃO DE NÓDULO MAMÁRIO

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680099

Cânula para marcação de nódulos mamários não palpáveis, possuindo um fio metálico com um gancho, graduada, com indicador de posicionamento do gancho e limitador de profundidade, nos diâmetros 18, 20 e 21G e comprimentos de 07 e 10 cm no modelo OIM. E a cânula para marcação de nódulos mamários não palpáveis, possuindo um fio metálico com dois ganchos, graduada, com indicador de posicionamento do gancho e limitador de profundidade, nos diâmetros 18 e 20G e comprimentos de 07 e 10 cm no modelo OIMX.

Cânula indicada para localização de nódulos mamários não palpáveis no pré operatório ou para apenas visualização. As cânulas IM são implantadas através do método invasivo estudado por Kopans, que consiste em posicionar um gancho metálico na lesão mamária. O gancho metálico desenvolvido por Kopans permanece no parênquima mamário por até 60 minutos e permite, na próxima fase, verificar a localização reduzindo a quantidade de parênquima retirado se comparado com outros métodos tradicionais.



PONTA ATRAUMÁTICA
ESPECIALMENTE
AFIADA VERSÃO M
COM GANHO ÚNICO.



PONTA ATRAUMÁTICA
ESPECIALMENTE
AFIADA VERSÃO MX
COM GANHO DUPLO.

TAMANHOS

MODELO OIM: CÂNULA COM FIO METÁLICO COM 01 GANCHO

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OIM1810	18 G	10 cm
OIM2007	20 G	07 cm
OIM2010	20 G	10 cm
OIM2107	21 G	07 cm
OIM2110	21 G	10 cm

MODELO OIMX: CÂNULA COM FIO METÁLICO COM 02 GANCHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OIMX1807	18 G	07 cm
OIMX1810	18 G	10 cm
OIMX2007	20 G	07 cm
OIMX2010	20 G	10 cm

CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA COM EMPUNHADURA ANATÔMICA BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680133

As cânulas para biópsia e aspiração de medula óssea são indicadas para coleta de amostra de medula óssea para citologia e infusão de medicamentos.

As cânulas para aspiração ilíaca-esternal OBIL e OBILE possuem empunhadura anatômica, permitindo maior segurança para o aplicador na hora de seu uso, com extremidade trifacetada, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração.



A parte rosqueável descartável pode ser inserida ou removida da alça, possui conexão luer lock, marcação milimétrica, ponta trifacetada e limitador de profundidade. A cânula OBIL está disponível no modelo sem orifícios e a OBILE com orifícios laterais para a retirada de fragmento.



Dispositivo para descarte de cânula



OBIL

PONTA TRIFACETADA



OBILE

PONTA COM ORIFÍCIOS LATERAIS

TAMANHOS

OBIL

CÓDIGO	TAMANHOS
OBIL 1417/080	14G x 17/80 mm
OBIL 1432/095	14G x 32/95 mm
OBIL 1517/080	15G x 17/80 mm
OBIL 1532/095	15G x 32/95 mm
OBIL 1617/080	16G x 17/80 mm
OBIL 1632/095	16G x 32/95 mm
OBIL 1817/080	18G x 17/80 mm
OBIL 1832/095	18G x 32/95 mm

OBILE

CÓDIGO	TAMANHOS
OBILE 1417/080	14G x 17/80 mm
OBILE 1432/095	14G x 32/95 mm
OBILE 1517/080	15G x 17/80 mm
OBILE 1532/095	15G x 32/95 mm
OBILE 1617/080	16G x 17/80 mm
OBILE 1632/090	16G x 32/95 mm
OBILE 1817/080	18G x 17/80 mm
OBILE 1832/095	18G x 32/95 mm



CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680091



Dispositivo para
descarte de cânula



Cânula para biópsia esterno-iliaca descartável, com extremidade distal da cânula trifacetada, dispositivo para regulação da extensão da cânula, bloqueio de mandril, empunhadura ergonômica que permite uma aderência confortável ao operador e conector luer lock para aspiração. Disponível nas versões com orifícios ou sem orifícios na extremidade distal.



BI version mm 10/25



mm 30/45



mm 50/65



mm 75/90



PONTA TRIFACETADA



PONTA COM
ORIFÍCIOS LATERAIS

TAMANHOS

MODELO: SEM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBI1410/075	14G	de 10 a 75 mm
OBI1425/090	14G	de 25 a 90 mm
OBI1510/075	15G	de 10 a 75 mm
OBI1525/090	15G	de 25 a 90 mm
OBI1610/075	16G	de 10 a 75 mm
OBI1625/090	16G	de 25 a 90 mm
OBI1810/075	18G	de 10 a 75 mm
OBI1825/090	18G	de 25 a 90 mm



TAMANHOS

MODELO: COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBIE1410/075	14G	de 10 a 75 mm
OBIE1425/090	14G	de 25 a 90 mm
OBIE1510/075	15G	de 10 a 75 mm
OBIE1525/090	15G	de 25 a 90 mm
OBIE1610/075	16G	de 10 a 75 mm
OBIE1625/090	16G	de 25 a 90 mm
OBIE1810/075	18G	de 10 a 75 mm
OBIE1825/090	18G	de 25 a 90 mm

CÂNULA PARA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680121

A cânula para biópsia da medula óssea é projetada para obter o máximo de resultados no que se refere ao manejo do uso e à segurança do paciente. O produto é constituído com aço inoxidável que assegura rigidez extrema à cânula e mantém a alta eficiência no corte, mesmo na presença de ossos muito rígidos. A aderência é anatômica e permite uma firmeza confortável e segura para o operador.

Possui conexão Luer Lock para o encaixe de seringas. A depressão por dentro da cânula auxilia a reter o fragmento. A sua extremidade distal cônica possibilita que não haja o descarte acidental do material coletado.

Possui 02 mandris, sendo um empurrador e um mandril com um sistema de travamento da amostra coletada, de maneira a assegurar a fixação da amostra.





TAMANHOS

CÓDIGO	TAMANHOS
OBLT 0810	8G x 10 cm
OBLT 0815	8G x 15 cm
OBLT 0910	9G x 10 cm
OBLT 0915	9G x 15 cm
OBLT 1110	11G x 10 cm
OBLT 1115	11G x 15 cm
OBLT 1310	13G x 10 cm

CÂNULA PARA BIÓPSIA E ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA BIOMEDICAL

Esta cânula foi desenvolvida com aço inoxidável de alta qualidade, garantindo rigidez da mesma e mantendo alta eficiência no corte, mesmo na presença de ossos muito rígidos. Sua extremidade distal é cônica e proporciona controle, não permitindo que o fragmento de medula óssea seja descartado acidentalmente (dispositivo automático de controle do fragmento). A empunhadura é anatômica e possibilita uma pega confortável e segura ao operador, possuindo também conexão luer lock para o encaixe de seringas. A depressão por dentro da cânula auxilia a reter o fragmento. Disponível nos modelos com ou sem orifícios laterais na extremidade distal.

As cânulas para biópsia e aspiração de medula óssea ilíaca estão indicadas para coleta de amostra de medula óssea para citologia, infusão de medicamentos e amostra de medula para histologia.

Fabricante: Biomedical SRL. Itália
Nº ANVISA: 10289680110



TAMANHOS

MODELO: SEM ORIFÍCIOS LATERAIS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO
OBL0810	8G x10 cm
OBL0815	8G x15 cm
OBL0910	9G x10 cm
OBL0915	9G x15 cm
OBL1110	11G x10 cm
OBL1115	11G x15 cm
OBL1310	13G x10 cm



TAMANHOS

MODELO: COM ORIFÍCIOS LATERAIS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO
OBLE0810	8G x10 cm
OBLE0815	8G x15 cm
OBLE0910	9G x10 cm
OBLE0915	9G x15 cm
OBLE1110	11G x10 cm
OBLE1115	11G x15 cm
OBLE1310	13G x10 cm



medika.com.br

31 3688-1901
Rua Aleomar Baleeiro 15
Centro | Lagoa Santa | MG