


# CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS

**medika**<sup>®</sup>

QUALIDADE EM SAÚDE



**ANESTESIOLOGIA**




# MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS JANUS 01

Fabricante: Biomedical SRL. Itália  
Nº ANVISA:10289689007

A máscara JANUS é indicada para ventilação assistida não invasiva em procedimentos endoscópicos cirúrgicos, permitindo a manutenção de um nível ventilatório adequado ao paciente durante a falência respiratória, sem interrupção do procedimento em andamento.




De policarbonato, com abertura central em silicone e borracha termoplástica oclusiva, livre de DEHP(di etihexil ftalato), BPA (Bisfenol A) e látex.




Pode ser posicionada, em apenas alguns segundos, em torno do probe já inserido, permitindo a prevenção ou o tratamento imediato de complicações respiratórias.

Um controle melhor do paciente com hipóxia: JANUS permite o tratamento das complicações respiratórias sem remover o probe ou repetir o procedimento.



Duração do Procedimento



Reduz os fatores de risco da falência respiratória aguda durante procedimentos endoscópicos.

## VANTAGENS

- Pode ser utilizada tanto em procedimentos eletivos quanto em situações de emergência intraprocedural.
- A ventilação do paciente pode ser realizada manualmente pelo médico ou pela conexão da máscara a um ventilador de fornecimento contínuo de ar.
- Dispositivo universal para ventilação endoscópica válido para todos os tipos e medidas de sondas.



# CÂNULA PARA BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO GUIADA POR ULTRASSOM BIOMEDICAL

Fabricante: Biomedical SRL. Itália  
Nº ANVISA: 10289680132

Possui uma ponta Quincke a 16° ou 30° de angulação, extensão em PVC, conector luer lock e variações de comprimentos e diâmetros da cânula.

## VANTAGENS

- Revestimento em Teflon, o que confere mais visibilidade durante o procedimento.
- Contribui para a redução de riscos relacionados a punções vasculares, traumas às raízes dos nervos e baixa difusão de anestésicos na estrutura de escolha.



Dispositivo para descarte de cânula

### MODELO OMEP: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 16°

| CÓDIGO    | DIÂMETRO DA CÂNULA | COMPRIMENTO DA CÂNULA |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| OMEP21070 | 21G                | 70 mm                 |
| OMEP21090 | 21G                | 90 mm                 |
| OMEP21100 | 21G                | 100 mm                |
| OMEP21120 | 21G                | 120 mm                |
| OMEP21150 | 21G                | 150 mm                |
| OMEP22050 | 22G                | 50 mm                 |
| OMEP22070 | 22G                | 70 mm                 |
| OMEP22100 | 22G                | 100 mm                |
| OMEP22120 | 22G                | 120 mm                |
| OMEP22150 | 22G                | 150 mm                |
| OMEP23050 | 23G                | 50 mm                 |
| OMEP23070 | 23G                | 70 mm                 |
| OMEP23100 | 23G                | 100 mm                |
| OMEP24025 | 24G                | 25 mm                 |
| OMEP24035 | 24G                | 35 mm                 |
| OMEP24050 | 24G                | 50 mm                 |
| OMEP25025 | 25G                | 25 mm                 |
| OMEP25035 | 25G                | 35 mm                 |
| OMEP25050 | 25G                | 50 mm                 |

### MODELO OMEP-01: CÂNULA COM PONTA QUINCKE E ÂNGULO DE 30°

| CÓDIGO       | DIÂMETRO DA CÂNULA | COMPRIMENTO DA CÂNULA |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| OMEP21070-01 | 21G                | 70 mm                 |
| OMEP21090-01 | 21G                | 90 mm                 |
| OMEP21100-01 | 21G                | 100 mm                |
| OMEP21120-01 | 21G                | 120 mm                |
| OMEP21150-01 | 21G                | 150 mm                |
| OMEP22050-01 | 22G                | 50 mm                 |
| OMEP22070-01 | 22G                | 70 mm                 |
| OMEP22100-01 | 22G                | 100 mm                |
| OMEP22120-01 | 22G                | 120 mm                |
| OMEP22150-01 | 22G                | 150 mm                |
| OMEP23050-01 | 23G                | 50 mm                 |
| OMEP23070-01 | 23G                | 70 mm                 |
| OMEP23100-01 | 23G                | 100 mm                |
| OMEP24025-01 | 24G                | 25 mm                 |
| OMEP24035-01 | 24G                | 35 mm                 |
| OMEP24050-01 | 24G                | 50 mm                 |
| OMEP25025-01 | 25G                | 25 mm                 |
| OMEP25035-01 | 25G                | 35 mm                 |
| OMEP25050-01 | 25G                | 50 mm                 |



[medika.com.br](http://medika.com.br)

31 3688-1901  
Rua Aleomar Baleeiro 15  
Centro | Lagoa Santa | MG